

DERMAGEL PLUS



GEL DÉSINFECTANT* POUR MAINS SANS RINÇAGE

- Conforme selon les normes EN*: 1276, 1500, 1650, 12791, 13624, 13727, 14476
- Il élimine jusqu'à 99,99 % des bactéries, levures et virus
- Formule avec 76% d'alcool

**76%
ALCOHOL**

Dermagel Plus est une préparation en gel désinfectante* à action bactéricide, levuricide et virucide pour se désinfecter les mains. Fabriqué avec des ingrédients qui respectent le film hydrolipidique de la peau et qui libèrent une agréable sensation d'hydratation sur les mains, il est pratique à utiliser dans toutes les situations. Sa formule particulière en gel, avec 76% d'alcool, permet une action rapide et une utilisation sans eau, pour toutes les situations quotidiennes dont vous voulez désinfecter vos mains et vous n'avez pas la possibilité de les laver. Garantie de propreté et d'hygiène.

COMPOSITION: 100 g de produit contiennent: Alcool Ethylique 76.7 g, épaississants, adoucissants, autres coformulants et eau en q.s. pour 100 g. Composition: polycarboxylates <5%. Contient: désinfectants.

Conforme aux Normes EN*: 1276, 1500, 1650, 12791, 13624, 13727, 14476.

DERMAGEL PLUS**? MODE D'EMPLOI**

Verser une quantité suffisante de produit permettant de frotter les mains pendant au moins 60 secondes. Frotter jusqu'à évaporation complète. Le produit s'utilise sans eau.

5 L: peut également être utilisé pour le remplissage du Distributeur électronique approprié, en commandant séparément le DISPENSER CARE GEL REFILL NO TOUCH (Cod. 860320) ou le BORNE AVEC DISTRIBUTEUR SANS CONTACT. Pour créer le borne complet il faut:

- DISPENSER CARE GEL REFILL NO TOUCH (Cod. 860320): Distributeur électronique de remplissage sans contact.
- TELESCOPIC STAND FOR DISPENSER NO TOUCH (Cod. 860321): Colonne télescopique avec base circulaire et panneau métallique.
- DRIP PAN FOR DISPENSER NO TOUCH (Cod. 860322): Accessoire anti-goutte pour empêcher le produit de se répandre sur le sol.

**DILUTION**

Prêt à l'emploi.

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Gel clair

COULEUR: Incolore

PARFUM: Technique

COV: 76,73%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
6,5 ± 0,5	76%	0.85 - 0.87	n.a.	12500 ± 2500 cps	n.a.

⚠ PRECAUTION

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. Porter un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Ne pas ingérer.



ATTENTION



DANGER

NOTES

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Usage externe.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations, sur les Normes EN et les conditions d'efficacité, veuillez consulter l'Annexe "Test and Conditions".

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

* La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
566801	ml 500	12	12x4=48
566901	L 5	4	9x4=36